

猪透明带消化液使用说明书

Porcine Zona Pellucida Digestion Solution — Instruction Manual

猪透明带消化液 (P-ZPS, HY-R26-C2) | 规格: 200 μ L/管 (10 $\times$ 浓缩液) | 保存: -20 $^{\circ}$ C 避光保存

产品概述

本产品为 10 $\times$ 浓缩型猪卵母细胞透明带消化试剂，使用前需用操作液或 PBS 等缓冲液按 1:10 稀释，配制为工作液后使用。工作液可用于猪卵母细胞透明带的减薄、溶解或去除，适用于透明带切除、胚胎活检、核移植及显微操作等科研用途。使用前请根据卵母细胞来源、卵龄和实验目的进行小样本预实验，确定适宜消化时间。

规格参数

产品名称	猪透明带消化液
产品缩写	P-ZPS
货号	HY-R26-C2
规格	200 μ L/管 (10 $\times$ 浓缩液)
保存条件	-20 $^{\circ}$ C 避光保存
稀释方式	使用前用操作液或 PBS 等按 1:10 稀释
适用对象	猪卵母细胞 (科研用途)
用途	透明带减薄、溶解或去除

使用前准备

解冻: 从 -20 $^{\circ}$ C 冰箱取出本品，置于室温避光解冻 10–15 分钟，轻弹混匀后使用。禁止水浴加热或反复冻融，建议按需分装保存。

稀释: 取适量 10 $\times$ 原液，按 1:10 加入预平衡的操作液、PBS 等缓冲液中，充分混匀，配制成消化液工作液。工作液建议现配现用。

平衡: 将操作液、胚胎培养液等终止/洗涤用液体提前放入 CO₂培养箱 (38.5 $^{\circ}$ C, 5% CO₂) 中平衡至少 1–2 小时。

制备微滴: 在培养皿中制备稀释后的消化液工作液微滴 (每滴 50–100 μ L)，覆盖矿物油，置于培养箱或恒温台平衡 20–30 分钟。

操作步骤

第一步：洗涤卵母细胞

将待处理的猪卵母细胞在预平衡的操作液中洗涤 2-3 次，去除表面杂质。

第二步：移入消化液

将卵母细胞移入预平衡的消化液工作液微滴中，并在体视显微镜下保持持续观察。

第三步：镜下判断消化终点

透明带开始变薄或溶解后，立即进入终点判断：若仅需透明带减薄，见透明带明显变薄即终止；若需完全去除透明带，待透明带溶解后立即终止。

第四步：终止消化并洗涤

迅速将卵母细胞移入预平衡的操作液或培养液中终止消化，充分洗涤 3 次，每次 1-2 分钟。

第五步：后续操作

将处理后的卵母细胞用于后续显微操作，或移入相应培养液中继续培养。

流程图：解冻回温 → 制备微滴 → 移入卵母细胞 → 镜下消化观察 → 操作液终止 → 洗涤×3 → 后续操作/培养

注意事项

△ 时间控制：消化时间受卵龄、卵母细胞质量及温度等因素影响，通常仅需数十秒。必须在显微镜下实时观察，避免过度消化造成卵母细胞损伤。

△ 温度控制：操作前所有液体需在 38.5℃ 环境中充分平衡，操作台应使用恒温加热板，确保温度稳定。

△ 保存条件：10×原液应保存于-20℃ 并避光，避免反复冻融，建议分装使用；稀释后的工作液应现配现用。解冻后如出现浑浊、沉淀或异常，请勿使用。

△ 无菌操作：所有操作应在无菌条件下进行，使用无菌培养皿和移液器。

△ 仅供科研使用：本品仅用于科研，不可用于临床诊断或治疗。

南京华研生物科技有限公司

地址：江苏省南京市玄武区珠江路北锦创数字产业园 C 座 邮箱：huayanbio2026@163.com

官网：www.huayanbios.com